

Automatisk flödescytometer

Automatisk flödescytometer

Automatisk flödescytometer för mikrobiologisk övervakning av dricksvatten. Kan monteras ute i ledningsnätet för automatiserad provtagning.

- Utvecklad efter vattenindustrins behov för mikrobiologisk övervakning av dricksvatten.
- Hela processen - från provtagning, tillsats av reagens, blandning och inkubation samt mätning och rengöring - utförs snabbt och är helt automatiserad.
- Mätresultaten är tillgängliga efter bara 30 minuter.
- Ersätter manuella provtagningar.
- Alla uppmätta data kan ses och visualiseras över hela mätperioden.
- Resultaten kan överföras i analog eller digital form, till exempel via mA, USB eller webbgränssnitt.
- Liten och praktisk.
- Kan användas automatiskt eller manuellt.
- Allt material för provtagningarna lagras i enkelt utbytbara patroner.



Benämning

KZ Automatisk flödescytometer

Kontakta oss gärna för ytterligare information om denna produkt!

KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337
434 24 KUNGSBACKA
Tel: 0300-541610
Fax: 0300-543805
E-post info@kzhandels.se
Hemsida www.kzhandels.se